

EMPRESA

44901882(0131) - CENTRO DE NEFROLOGIA E DIÁLISE CENED S/C LTDA.
AVE LINS DE VASCONCELOS, 356 BLOCO C, 7º ANDAR
CAMBUCI - SAO PAULO - SP - CEP 01538-000
FONE/FAX: (11) 33484334 - 33484334
CONTATO: Sra. Denise Paulini



RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO Nº: 118393/ 001/ 001

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

TIPO DE AMOSTRA: DIALISATO

PRODUTO / AMOSTRA: **DIALISATO MQ JMS 50730**

Lote: N/A

Código: N/A

Controle: N/A

DATA DE ENTRADA DA AMOSTRA: 16/04/2019

HORA: 12:55

Analista: J. NICIOLI

DATA DE INÍCIO DO ENSAIO: 16/04/2019

DATA DE TÉRMINO DO ENSAIO: 18/04/2019

Ensaio	Resultado	Limite Aceitável ⁽¹⁾	LQ	Método
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	200 UFC/mL	1 UFC/mL	USP 39/NF34 <1231>

Legenda: (1) Limite conforme RDC 11 de 13/03/14, do Ministério da Saúde; LQ: Limite de Quantificação; UFC: Unidades formadoras de Colônia; USP: United States Pharmacopeia 39/NF34, 2016.

Conclusão:

Amostra em conformidade com a RDC nº 11 de 13/03/2014, do Ministério da Saúde.

Nota: O nível de ação relacionado a contagem de bactérias heterotróficas é de no máximo 50 UFC/mL.

Incerteza de Medição para Contagem de Bactérias (valor em Log₁₀):

Para resultados com valor inferior ao LQ, o cálculo de incerteza de medição não é aplicável.

Informações da Amostragem:

Amostragem realizada pelo: Luciano Gomes, Data da coleta: 15/04/2019, Hora: 8:50.

Local da Amostragem: CENED.

Condições Ambientais: Temperatura da sala: 23,7°C.

Amostragem realizada conforme IST045 – Orientações para amostragem de água e plano de amostragem FT066.

O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s).

Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab.

As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0686.

Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.